

PRODUCT NAME	HOSPITAL ELECTRIC BED FOR SUB INTENSIVE CARE WITH 3 MOTORS
ORIGINAL PRODUCT CODE (P/N)	K012 EP/3M
BRAND	KENMAK
INDICATIVE PRODUCT PICTURE	
	
TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Electric bed with variable height in 4 sections and 3 joint, complete with 3 motors for electrical movements	
Movement	ELECTRICAL HEIGHT ADJUSTMENT
Movement	BACKREST AND LEGREST
Movement	ELECTRICAL REVERSE AND NORMAL TRENDLENBURG MOVEMENT (+/- 12)
Specifications	HEIGHT RANGE : 48 - 79 CM BACKREST ANGLE : MAX 80° LEGREST ANGLE 30° KNEES ANGLE : MAX 30°
Type of side-rails	EQUIPPED WITH PLASTIC FOLDING SIDE-RAILS

Specifications related to the structure	COATED WITH ELECTROSTATIC METAL FRAME AND EPOXY POWDER
Wheels specifications	N. 4 ANTISTATIC TWINS WHEELS 150 MM WITH CENTRALIZED BRAKING SYSTEM ACTIVABLE ON BOTH SIDE
Controls	REMOTE CONTROL
Protective bumpers	LATERAL BUMPERS AT CORNERS
Width and length of the bed (from one bumper to the other)	214*104 CM
Min and max. Height of the bed	48 - 79 CM
Safe Loading Capacity	200 KG
Accessories Included	IV POLE Included HOOKS DRAINAGE SUPPORT Included 4 IV POLE HOUSING Included ANTI-DECUBITUS FIREPROOF MATTRESS Included PATIENT LIFT Included



Kenmak Hastane Malzemeleri Ve Elektrostatik Boya San. Tic. A.Ş. Sarnic Yolu No.23
Gaziemir-Izmir_TURKEY Tel: 0090 232 274 1717 Fax:0090 232 274 67 77
e-mail:export@kenmak.com.tr
web:www.kenmak.com.tr



All our products comply with EEC Directive 93/42 and subsequent amendments 2007/47/EC.

TRADUZIONE LETTERALE SCHEDA TECNICA

NOME PRODOTTO: letto elettrico ospedaliero per terapia sub intensiva con 3 motori

CODICE ORIGINALE DEL PRODOTTO: K012 ES/3M

BREND: KENMAK

IMMAGINE INDICATIVA DEL PRODOTTO

SPECIFICHE TECNICHE

Letto elettrico ad altezza variabile in 4 sezioni e 3 snodi, completo di 3 motori per movimenti elettrici

MOVIMENTAZIONE: REGOLAZIONE ELETTRICA IN ALTEZZA

MOVIMENTAZIONE: SCHIENALE E POGGIPIEDI

MOVIMENTAZIONE: MOVIMENTO ELETTRICO TRENDELENBURG E ANTITRENDELEMBURG (+/- 12°)

SPECIFICHE: ALTEZZA: 48-79 CM - ANGOLO SCHIENALE: MAX 90 ° - ANGOLO POGGIPIEDI: - 30 ° ANGOLO GINOCCHI: MAX 30 °

TIPO DI SPONDE LATERALI: 4 SPONDE LATERALI IN PLASTICA RETRATTILI

SPECIFICHE RELTIVE ALLA STRUTTURA: RIVESTITO CON TELAIO IN METALLO ELETTROSTATICO E PITTURATO CON POLVERE EPOSSIDICA

SPECIFICHE DELLE RUOTE: N.4 RUOTE ANTISTATICHE GEMELLATE DA 150 MM CON SISTEMA FRENANTE CENTRALIZZATO ATTIVABILE IN ENTRAMBI I LATI

COMANDI: COMANDI REMOTI

PARACOLPI: PARACOLPI LATERALI AGLI ANGOLI

LUNGHEZZA E LARGHEZZA DEL LETTO (DA UN PARACOLPI ALL'ALTRO): 214 X 104 CM

ALTEZZA MINIMA E MASSIMA DEL LETTO: 48 – 79 CM

CAPACITA' DI CARICO SICURA: 200 KG

ACCESSORI INCLUSI:

ASTA PORTA FLEBO	INCLUSO
GANCI SUPPORTO DRENAGGIO	INCLUSO
4 ALLOGGIAMENTI PER ASTA PORTAFLEBO	INCLUSO
MATERASSO ANTIDECUBITO E IGNIFUGO	INCLUSO
TRIANGOLO SOLLEVA MALATI	INCLUSO



DISTRIBUTORE:



NOVAMED SRL

Tel.0909961681
Fax 0902509977
info@novamed.me
www.novamed.me

FABBRICANTE:



kenmak@kenmak.com.tr
www.kenmak.com.tr

