



PRODUCT NAME	HOSPITAL ELECTRIC BED FOR INTENSIVE AND SUB INTENSIVE CARE WITH 4 MOTORS
ORIGINAL PRODUCT CODE (P/N)	K012 ES/4M
BRAND	KENMAK
INDICATIVE PRODUCT PICTURE	
       	
TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Electric bed with variable height in 4 sections and 3 joint, complete with 4 motors for electrical movements	
Movement	ELECTRICAL HEIGHT ADJUSTMENT
Movement	BACKREST AND LEGRESTADJUSTMENT
Movement	ELECTRICAL REVERSE AND NORMAL TRENDLENBURG MOVEMENT (+/- 12°)
Specifications	HEIGHT RANGE : 50 - 78 CM BACKREST ANGLE : MAX 80° LEGREST ANGLE 30° KNEES ANGLE : MAX 30°
Type of side-rails	EQUIPPED WITH PLASTIC FOLDING SIDE-RAILS

Specifications related to the structure	COATED WITH ELECTROSTATIC METAL FRAME AND EPOXY POWDER
Wheels specifications	N. 4 ANTISTATIC TWINS WHEELS 150 MM WITH CENTRALIZED BRAKING SYSTEM ACTIVABLE ON BOTH SIDE
Controls	PATIENT AND NURSE REMOTE CONTROL, ELECTRIC CONTROLS INTEGRATED INTERNALLY/EXTERNALLY TO THE SIDE-RAILS
Protective bumpers	LATERAL BUMPERS AT CORNERS
Width and length of the bed (from one bumper to the other)	214*102 CM
Min and max. Height of the bed	50 - 78 CM
Safe Loading Capacity	250 KG
Accessories Included	IV POLE Included HOOKS DRAINAGE SUPPORT Included 4 IV POLE HOUSING Included ANTI-DECUBITUS FIREPROOF MATTRESS Included MONITOR SHELF Included PATIENT LIFT Included AUXILIARY BATTERY Included



Kenmak Hastane Malzemeleri Ve Elektrostatik Boya San. Tic. A.Ş. Sarnic Yolu No.23
Gaziemir-Izmir_TURKEY Tel: 0090 232 274 1717 Fax:0090 232 274 67 77
e-mail:export@kenmak.com.tr
web:www.kenmak.com.tr



All our products comply with EEC Directive 93/42 and subsequent amendments 2007/47/EC.

TRADUZIONE LETTERALE SCHEDA TECNICA

NOME PRODOTTO: letto elettrico ospedaliero per terapia intensiva e sub intensiva con 4

motori **CODICE ORIGINALE DEL PRODOTTO:** K012 ES/4M

BREND: KENMAK

IMMAGINE INDICATIVA DEL PRODOTTO

SPECIFICHE TECNICHE

Letto elettrico ad altezza variabile in 4 sezioni e 3 snodi, completo di 4 motori per movimenti elettrici

MOVIMENTAZIONE: REGOLAZIONE ELETTRICA IN ALTEZZA, SCHIENALE E POGGIPIEDI

MOVIMENTAZIONE: REGOLAZIONE ELETTRICA SCHIENALE E POGGIPIEDI

MOVIMENTAZIONE: MOVIMENTO ELETTRICO TRENDELENBURG E ANTITRENDELEMBURG (+/- 12 °)

SPECIFICHE: ALTEZZA: 50-78 CM - ANGOLO SCHIENALE: MAX 80 ° - ANGOLO POGGIPIEDI: - 30 °
ANGOLO GINOCCHI: MAX 30 °

TIPO DI SPONDE LATERALI: 4 SPONDE LATERALI IN PLASTICA RETRATTILI

SPECIFICHE RELTIVE ALLA STRUTTURA: RIVESTITO CON TELAIO IN METALLO ELETTROSTATICO E
PITTURATO CON POLVERE EPOSSIDICA

SPECIFICHE DELLE RUOTE: N.4 RUOTE ANTISTATICHE GEMELLATE DA 150 MM CON SISTEMA
FRENANTE CENTRALIZZATO ATTIVABILE IN ENTRAMBI I LATI

COMANDI: COMANDI REMOTI PER PAZIENTI E INFERMIERA, COMANDI NTEGRATI INTERNI /
ESTERNI ALLE SPONDE LATERALI

PARACOLPI: PARACOLPI LATERALI AGLI ANGOLI

LUNGHEZZA E LARGHEZZA DEL LETTO (DA UN PARACOLPI ALL'ALTRO): 214 X 102 CM

ALTEZZA MINIMA E MASSIMA DEL LETTO: 50 – 78 CM

CAPACITA' DI CARICO SICURA: 250 KG

ACCESSORI INCLUSI:

ASTA PORTA FLEBO	INCLUSO
GANCI SUPPORTO DRENAGGIO	INCLUSO
4 ALLOGGIAMENTI PER ASTA PORTAFLEBO	INCLUSO
MATERASSO ANTIDECUBITO E IGNIFUGO	INCLUSO
PORTA MONITOR	INCLUSO
TRIANGOLO SOLLEVA MALATI	INCLUSO
BATTERIA AUSILIARIA	INCLUSO



DISTRIBUTORE:



NOVAMED SRL

Tel.0909961681
Fax 0902509977
info@novamed.me
www.novamed.me

FABBRICANTE:



kenmak@kenmak.com.tr
www.kenmak.com.tr

